

med 5

DÉSINFECTANT NEUTRE

MED 5 un désinfectant actif de 5 minutes qui nettoie, désodorise et coupe à travers la graisse et la saleté. Ce produit ne contient pas de phosphate et s'avère être une solution désinfectante non acide et performante, présentée dans un concentré économique.

Il répond aux normes d'efficacité de l'AOAC pour les désinfectants hospitaliers en 5 minutes! En effet, ce désinfectant neutre est efficace contre un large spectre de bactéries et virus.

Le désinfectant neutre **MED 5** a été spécialement formulé pour réduire la contamination secondaire sur les surfaces traitées, non seulement dans les hôpitaux, mais également dans les écoles, les institutions et les industries.

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ SUR:

- Les électroménagers
- Salles de bain
- Mobiliers de bureaux / chaises
- Planchers
- Céramique & porcelaine émaillée
- Rembourrage, vinyle et plastique
- Éviers
- Acier inoxydable
- Fours
- Surfaces laminées, etc.

SURFACES D'APPAREILS MÉDICAUX NON CRITIQUES:

- Lits/Cadres de lit
- Béquilles
- Tables d'examen
- Stéthoscopes
- Fauteuils roulants
- Insufflateurs
- Outils de sauvetage
- Défibrillateurs
- Lampes médicales
- Couchettes médicales
- Civières
- Marchettes, etc.

AVANTAGES

- pH neutre, non tachant et non corrosif pour l'équipement
- Facile à manipuler
- Ne ternit pas le revêtement de sol
- Temps de contact rapide: 5 minutes
- Nettoyant – Bactéricide – Virucide – Fongicide – Germicide – Contrôle de la moisissure et du mildiou
- Approuvé par Santé Canada
- DIN 02505622

CODE & FORMAT DISPONIBLE

- 3.78L INO-MED5-378



med 5

DÉSINFECTANT NEUTRE

MED 5 désinfecte en une étape, avec un temps de contact rapide de 5 minutes seulement! Ce désinfectant neutre est efficace contre un large spectre de bactéries et virus.



CARACTÉRISTIQUES

Apparence	Liquide
Couleur	Vert
DIN	02470802
Densité relative	0.9983
Parfum/odeur/fragrance	Agrumes
PH	7-8
Solubilité	Soluble
Viscosité	2.024 mm ² /s à 25°C

INGRÉDIENTS ACTIFS

Chlorure de dioctyl diméthylammonium 5,26%
Alkyle (C12, 67%; C14, 25%; C16, 7%; C18, 1%)
chlorure de diméthylbenzylammonium 3,51%

TAUX DE DILUTION

■ 1:16 ■ 1:64

REMARQUE: Une mauvaise utilisation des dilutions peut emmener ce produit à ne pas fonctionner correctement et peut augmenter les risques d'effets sur la santé.

LE MED 5 EST EFFICACE CONTRE:

BACTÉRIES - TEMPS DE CONTACT DE 5 MINUTES (1:64 - 16 ml /L)	
• Pseudomonas aeruginosa	• Klebsiella pneumoniae NDM 1-résistant aux carbapénèmes
• Escherichia coli – productrices de bêta-lactamases à spectre étendu	• Enterobacter cloacae NDM 1-résistant aux carbapénèmes
• Salmonella enterica	• Klebsiella pneumoniae
• Escherichia coli NDM-1 - résistant aux carbapénèmes	• Staphylococcus aureus - résistant à la méthicilline d'origine communautaire (USA300)
• Staphylococcus aureus	• Enterococcus faecalis - Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine - Résistant à la méthicilline
• Klebsiella pneumoniae	• Escherichia coli
• Acinetobacter baumannii	• Staphylococcus aureus - résistant à la vancomycine
• Klebsiella pneumoniae - productrices de bêta-lactamases à spectre étendu	• Escherichia coli O157: H7
• Enterobacter aerogenes	• Streptococcus pyogenes

med 5

DÉSINFECTANT NEUTRE

MED 5 désinfecte en une étape, avec un temps de contact rapide de 5 minutes seulement! Ce désinfectant neutre est efficace contre un large spectre de bactéries et virus.

LE MED 5 EST EFFICACE CONTRE:

VIRUS - TEMPS DE CONTACT DE 5 MINUTES (1:64 - 16 ml /L)

• Virus de l'hépatite B	• Virus de l'herpès simplex de type 2
• Coronavirus humain	• Virus Norwalk - Norovirus
• Virus de l'hépatite C	• VIH-1 (virus du SIDA)
• Virus de la grippe A (H7N9)	• Virus respiratoire syncytial
• Virus de l'herpès simplex de type 1	• Coronavirus associé au SRAS
• Virus de la grippe A / Hong Kong	• Vaccinia

CHAMPIGNONS

TYPE DE CHAMPIGNON	TEMPS DE CONTACT
• Candida albicans (1:64 -16 mL/L)	5 minutes
• Trichophyton mentagrophytes (1:16 - 64 mL/L)	10 minutes

